



Hipoclor

Desinfetante para lactários Solução estabilizada de Hipoclorito de Sódio a 1,5%

Finalidade de Uso

Hipoclor é um desinfetante à base de Hipoclorito de Sódio estabilizado, indicado para desinfecção de utensílios (frascos de mamadeiras, tampas, bicos, etc.) em lactários, maternidades e hospitais.

Características / Benefícios

- Formado com agentes estabilizantes, o que garante a manutenção do teor de cloro ativo durante um longo período (mínimo 6 meses);
- Possui excelente ação contra bactérias e fungos;
- Formulado à base de hipoclorito de sódio, por isso é o desinfetante de escolha para áreas que requeiram baixa toxicidade como lactário e setor de nutrição;
- Embalagem projetada para garantir a estabilidade do produto e segurança na sua estocagem e manuseio (tampa com dispositivo para alívio de gases).

Modo de Usar

Hipoclor deve ser preparado na concentração de 1% (10 ml de **Hipoclor** + água para 1 litro), equivalentes a 150ppm de Cloro ativo. Imergir os utensílios previamente limpos na solução preparada e deixar por 60 minutos. Remover e enxaguar bem com água tratada.

Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido
Cor	Incolor a levemente amarelada
Teor de Cloro ativo (%Cl ₂)	1,5 mínimo

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Hipoclorito de Sódio, Agente Estabilizante e Água.

Princípio Ativo

Hipoclorito de Sódio – Teor de cloro ativo: 1,5% p/p.

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

06 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

Registro MS – 3.2661.0194

Este produto possui certificado Halal

www.diversey.com

© 2018 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 12/23 - Versão 02

